

Csoportgyűlés

Cserép Gergely
2020. 30. 27.



ChemDraw

1. rész: Beszerzés, Telepítés és az
Alapértelmezett formátum beállítása

Beszerezés

Legális

- A legújabb verzió (v19.0) letölthető a hivatalos oldalról, ehhez (MTA) TTK-s e-mail cím kell. A licenz 2023. május végéig érvényes.
- Ilyen elvileg mindenkinek van és remélhetőleg tudja is a jelszavát vagy megvan még a papírja, amit kapott. Ha nem, akkor az informatikusoktól lehet új jelszót kérni e-mailben (*segit@ttk.mta.hu*, *helpdesk@ttk.mta.hu*), bár eddig csak személyesen adták oda, de jelen helyzetben ez nem tudni, hogyan működik.
- 1 fiókból többször is letölthető / aktiválható a program, így több gépre is telepíthető vagy segíthettek egymásnak beszerezni.

Kevésbé legális

- Senki ne használjon régi, 12-es verzió előtti, mert hibák lehetnek a Wordbe beszúrt ábrákkal (pl. lemarad a széle)!!! Ugyanígy Wordből is ajánlott viszonylag új verzió használata.
- Ha valakinek nincs más lehetősége, nekem van 14-es, tört verzióm, írjon.

Beszerzés


Hivatalos oldal felkeresése

- 1. Látogassatok el a http://sitelicense.cambridgesoft.com/sitelicense_gallery.cfm?t=ALL#R címre
- 2. ahol keressétek meg **Research Centre for Natural Sciences** részt
- 3. és kattintsatok a [Click here to access **version 19, 18 or 17** using your **Research Centre for Natural Sciences** email address.](#) szövegre

SciStore.Com Site Subscription In x User Registration x Download Center : Member Profi x Download Center : Product Dow x Download Center : Order Detail x +

Nem biztonságos | sitelicense.cambridgesoft.com/sitelicense_gallery.cfm?t=ALL#R

Home MTA TTK - Login Facebook Sci-Hub NMR 500 MHz www.pyrobin.com/ nCore Reaxys NMR solvent peaks Alszerkezet keresés Photolabile/Photoa... Smart Probe Festék Egyéb Bianka mindenféleje Lipid További könyvjelzők



- ChemOffice or ChemDraw Version 16
- ChemDraw Cloud (For ChemDraw & ChemOffice Professional only)
- PerkinElmer Signals Notebook Individual Edition (For ChemOffice Professional only)

[Click here to access version 16 or Signals Notebook using your Regor Therapeutics, Inc. email address.](#)


relay therapeutics
Website: <http://www.relaytx.com/>
Location: Cambridge, USA

- ChemOffice Or ChemDraw 19.0,18.X and 17.X
- Use the 2nd link below to access Signals Notebook Individual Edition (For ChemOffice Professional only)
- Mnova ChemDraw Edition (For ChemOffice Professional only)

[Click here to access version 19, 18 or 17 using your relay therapeutics email address.](#)

- ChemOffice or ChemDraw Version 16
- ChemDraw Cloud (For ChemDraw & ChemOffice Professional only)
- PerkinElmer Signals Notebook Individual Edition (For ChemOffice Professional only)

[Click here to access version 16 or Signals Notebook using your relay therapeutics email address.](#)



Research Centre for Natural Sciences
Website: <http://www.chemres.hu/>
Location: Budapest, Hungary


- ChemOffice Or ChemDraw 19.0,18.X and 17.X
- Use the 2nd link below to access Signals Notebook Individual Edition (For ChemOffice Professional only)
- Mnova ChemDraw Edition (For ChemOffice Professional only)

[Click here to access version 19, 18 or 17 using your Research Centre for Natural Sciences email address.](#)

- ChemOffice or ChemDraw Version 16
- ChemDraw Cloud (For ChemDraw & ChemOffice Professional only)
- PerkinElmer Signals Notebook Individual Edition (For ChemOffice Professional only)

[Click here to access version 16 or Signals Notebook using your Research Centre for Natural Sciences email address.](#)

Ide kattints




Reseau Pedagogique Neuchatelois
Website: <http://www.rpn.ch/>
Location: Neuchâtel, Switzerland

- ChemOffice Or ChemDraw 19.0,18.X and 17.X
- Use the 2nd link below to access Signals Notebook Individual Edition (For ChemOffice Professional only)
- Mnova ChemDraw Edition (For ChemOffice Professional only)

[Click here to access version 19, 18 or 17 using your Reseau Pedagogique Neuchatelois email address.](#)

- ChemOffice or ChemDraw Version 16
- ChemDraw Cloud (For ChemDraw & ChemOffice Professional only)
- PerkinElmer Signals Notebook Individual Edition (For ChemOffice Professional only)

[Click here to access version 16 or Signals Notebook using your Reseau Pedagogique Neuchatelois email address.](#)




Retrophin inc
Website: <http://www.retrophin.com/>
Location: princeton junction, USA

- ChemOffice Or ChemDraw 19.0,18.X and 17.X
- Use the 2nd link below to access Signals Notebook Individual Edition (For ChemOffice Professional only)
- Mnova ChemDraw Edition (For ChemOffice Professional only)


Beszerezés

Regisztráció

- 1. A regisztrációs oldalon a saját neveteket adjátok meg
- 2. Címnek a TTK címét kell (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.)
- 3. E-mail címnél pedig, ha a @ttk.hu-ra hibát adna, akkor a @ttk.mta.hu végződést használjátok, az biztosan működik
- 4. A “Register” gomb megnyomása után a következő ablaknak kell felugrania:



- 5. “OK” után átdob a bejelentkező oldalra, de először egy pár perc várakozás jön, mert az aktivációs emailnek meg kell érkeznie.
- 6. A levélben lesz link (12 óráig érvényes) az aktiváló oldalra, ahol meg kell adni az új jelszót: 8-15 karakter, legalább 1 szám és 1 betű kell, hogy legyen benne



Welcome to User Registration

New User Registration Existing user? Sign in

First Name
Bianka

Last Name *
Söveges

Address 1 *
Magyar tudósok körúta 2

Address 2
Address 2

City *
Budapest

Zip/Postal Code *
1117

Country *
Hungary

State *
Not US or Canada

Email address *
soveges.bianka@ttk.mta.hu

Account ID *
19436SL

Saját név

TTK címe

Saját, ttk-s e-mail cím

- #### Why Sign up with us?
- The PerkinElmer Download Center is our new centralized fulfillment system for customers to access their products
 - Easy to use interface
 - Provides single location for all product downloads and necessary activation codes
 - Provides historical record of all transactions and expiration dates

Click here to read our [Privacy Policy](#) [Terms of Use](#)



Password Finder

Enter your Login ID (email address), your desired password and confirmation of your desired password below.

Your new password must be at least 8 and no more than 15 characters in length and must contain at least one letter or number (spaces are not allowed).

* Required

Email Address*

New Password*

New Password Confirmation*

← Elég egyértelmű 😊

Beszerezés

Letöltés

- 1. Jelentkezettek be a regisztrált e-mail címmel és az előbb megadott jelszóval
- 2. A következő oldalon válasszátok a legújabb verziót (ez jön be alapértelmezetten), kattintsatok rá.
- 3. A következő oldalon pedig válasszátok a megfelelő telepítő fájlt (gondolom a legtöbbeteknek a Windows-os), de van itt Tips & Tricks gyűjtemény is, ha valaki kíváncsi
- 4. Ezután bal oldalt az “Order History” részen tudjátok megnézni a saját aktiváló kódokat. Kattintsatok rá.
- 5. A táblázatból válasszátok a legújabb, 2019 végi licenz rendelést (legfelső) és kattintsatok rá.
- Ezzel végre eljutottunk a végére, az új oldalon lévő táblázat jobb szélén található az egyéni aktiválókód!

Software & Services

- Home
- Product Search
- Order History
- Search Line Items

Devices

- Search Devices
- Upload Capability Request

Administration

- Account Administrators
- Change Password
- Email Preferences
- Product Preferences
- Download Preferences
- Your Profile

Get Help

- Download Help
- User Guide
- Table of Contents
- FAQs
- Support
- Japanese User Guide

Product Information

ChemOffice Professional

While installing your software, if prompted for an activation code please do the following:

- Go to Order History tab on the left navigation pane
- Click on applicable order #
- Scroll down to the activation code on the right side

If you have not received a License ID for your Mnova software, please send an email to support@mestrelab.com

Select a version. To access older versions, click on the Prior Versions tab.

- Latest Version
- Prior Versions

Version	Description	Date Available
19.0	ChemOffice Professional	Oct 29, 2019

Ide kattints

Software & Services Product Download

Home
Product Search
Order History
Search Line Items

ChemOffice Professional

Files Notification Log

[Download Help](#)

2. Ide kattintva tudod megnézni a saját aktváló kódodat.

Devices

Search Devices
Upload Capability Request

If you select multiple files and click the Download Selected Files button and **get an error**, the error is due to your company's firewall blocking the download of the Download Manager. Please contact your local IT group to allow the download of this application or alternatively, you can click the hyperlink next to each file to download each individually.

Administration ⚙️

The software you are about to download is subject to export control laws and regulations. By downloading this software, you agree that you will not knowingly, without prior written authorization from the competent government authorities, export or reexport - directly or indirectly - any software downloaded from this website to any prohibited destination, end-user, or end-use.

Account Administrators
Change Password
Email Preferences
Product Preferences
Download Preferences
Your Profile

Get Help

Download Help
User Guide
Table of Contents
FAQs
Support
Japanese User Guide

While installing your software, if prompted for an activation code please do the following:

- Go to Order History tab on the left navigation pane
- Click on applicable order #
- Scroll down to the activation code on the right side

1. Ide kattintva tudod letölteni a Windows-os telepítő fájlt

If you have not received a License ID for your Mnova software, please send an email to support@mestrelab.com

13 Files

	File Description	File Size	File Name
<input type="checkbox"/>	ChemOffice Professional - WIN	495.7 MB	cos19.0.exe
<input type="checkbox"/>	ChemDraw Professional - MAC	67.6 MB	cd190.dmg
<input type="checkbox"/>	ChemDraw Tips & Tricks	86.4 MB	ChemDraw Tips & Tricks.zip




Software & Services Order History

- Home
- Product Search
- Order History
- Search Line Items
- Devices
- Search Devices
- Upload Capability Request
- Administration
- Account Administrators
- Change Password
- Email Preferences
- Product Preferences
- Download Preferences
- Your Profile

Listed below are your orders. To view the details of a particular order, click on the order number. Canceled orders are not displayed.

Order Number (key)	Order Date	PO Number	
ORD31576SL (557405017)	Dec 7, 2019	4583-100	
ORD27305SL (547139067)	Jun 5, 2019	L-1988-300	
ORD19082SL-DSK 18 Update (413378867)	Nov 1, 2018		
ORD19082SL (362235097)	Jun 8, 2018	2371-100	
Site License Update DSK V17 # 154 (279879317)		ORD11519	



Válaszd a legújabb, 2019 végi "rendelést" és kattints rá

- Get Help
- Download Help
- User Guide
- Table of Contents
- FAQs
- Support
- Japanese User Guide



Software & Services Order Detail

- Home
- Product Search
- Order History
- Search Line Items
- Devices
- Search Devices
- Upload Capability Request
- Administration
- Account Administrators
- Change Password
- Email Preferences
- Product Preferences
- Download Preferences
- Your Profile
- Get Help
- Download Help
- User Guide
- Table of Contents
- FAQs
- Support
- Japanese User Guide

Attention Customers: Please read through these notes regarding licensing and eligibility for software updates

Perpetual Licenses: Perpetual licenses have no expiration date. Eligibility for updates to the software is dependent upon maintenance/support contracts purchased with the license and is reflected in the maintenance contract information. If no maintenance was purchased, eligibility for software updates expires 30 days after the license was purchased.



Term Licenses: Term licenses expire 3 years from the order date, unless a different term length was specified when purchased. Eligibility for updates to the software is dependent upon maintenance contracts purchased with the term license and is reflected in the maintenance contract information. If no maintenance was purchased, eligibility for software updates expires 30 days after the license was purchased.

Subscriptions: Subscriptions include support and are eligible for updates to the software for the entire Subscription period. Renewals will continue this.

Order Number: ORD31576SL
Order Date: Dec 7, 2019
PO Number: 4583-100

Line	License/Support Expiration Date	Ordered Quantity	Product Description	Manufacturer Part Number	ActivationCode
+	1 06/04/2023	1	ChemOffice Professional, Site Subscription, Includes Bronze Support. (Includes Mestrelab Inova ChemDraw Edition)	INF02079	C8E5-35E0-2248

Ez a te aktiváló kódod!
Telepítés előtt érdemes kimásolni a vágólapra



Beszerezés

Telepítés, aktiválás

- 1. Indítsátok el a letöltött cos19.0.exe fájlt
- 2. A telepítés előtt ki kell csomagolnia magát, ehhez nyugodtan hagyhatjátok a felkínált helyet.
- 3. A telepítés ezután Next-Next-Finish típusú, az alap beállítások megfelelőek. Akinek pedig nem, az úgy is tudja, hogyan és mit állítson át rajtuk. :)
- 4. Amikor felugrik az aktiválást kérő ablak, akkor a regisztrációkor megadott nevet és e-mail címet kell beírni, (az Organization lehet üres vagy pl. TTK vagy RCNS), az aktiváló kód pedig a letöltési honlapon megkeresett (az előbb kimásolt).

PerkinElmer Software Activation

Software activation:

*Name: Gergely Cserép

Organization: RCNS

*Email: cserep.balazs.gergely@ttk.mta.hu

*Activation code: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
XXXX-XXXX-XXXX-XXXX ChemOffice Professional

More Options >> ? Deactivate Activate Cancel

Használat


Első beállítások

A kötések / atomokat jelképező betűk méretének arányát és a legszebb ábrákat NEM az alapbeállításokkal érhetjük el.

Célszerű* az első indításkor másik stílust választanunk úgy, hogy a későbbiekben mindig így induljon el a ChemDraw.

- Ehhez menjünk a **File** → **Preferences...** menübe

* értds: csinálj így 😊




Használat

Első beállítások

A kötések / atomokat jelképező betűk méretének arányát és a legszebb ábrákat NEM az alapbeállításokkal érhetjük el. Célszerű* az első indításkor másik stílust választanunk úgy, hogy a későbbiekben mindig így induljon el a ChemDraw.

- Ahol az **Open/Save** fülön ellenőrizzük le, hogy be van-e pipálva, hogy következő megnyitott stílust állítsa be alapértelmezettnek. (Aki frissen telepítette az új ChemDraw-t, annak alapból be van pipálva.) OK-zuk le.



Legyen bepipálva!

Használat

Első beállítások

A kötések / atomokat jelképező betűk méretének arányát és a legszebb ábrákat NEM az alapbeállításokkal érhetjük el.

Célszerű* az első indításkor másik stílust választanunk úgy, hogy a későbbiekben mindig így induljon el a ChemDraw.

- Végül menjünk a **File → Open Style Sheets** lenyíló menübe és válasszuk a legfelső **ACS Document 1996** formátumot!
- Ezután már mindenki szép arányú molekulákat fog rajzolni.
😊

